

(FI) COLDZYME® KÄYTTÖOHJEET

LAITTEEN KUVAAUS

ColdZyme® on helppokäyttöinen ja nopeavaikutteinen flunssaa torjua suusuihke. ColdZyme® muodostaa flunssaviruksilta suojaavan kalvon suuontelon limakalvoille. Suojakalvo sulkee flunssavirukset sisäänsä estäen niiden leviämisen ja lisääntymisen.

KÄYTTÖTARKOITUS

Flunssan oireiden lievittämiseen.

VAROTOIMET

- Älä käytä ColdZyme®-suihketta, jos olet yliherkkä/allerginen jollekin sen ainesosalle.
- Älä käytä tuotetta raskauden tai imetyksen aikana, sillä tällaisesta käytöstä ei ole kliinistä tutkimustietoa.
- Älä käytä tuotetta suun ja/tai nielun alueen leikkauksen jälkeen ennen leikkaushaavan paranemista ilman lääkärin ohjeistusta.
- Älä hengitä sisään, kun suihkutat tuotetta suuhusi. Sisään hengittäminen voi aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä, jonka seurauksena on yskää ja käheyttä.
- Pidettävä poissa lasten ulottuvilta pienten osien takia.
- Mene lääkäriin, jos sinulle nousee korkea kuume tai oireet ovat tavallista flunssaa vakavampia. Oireesi voivat johtua muusta kuin flunssasta.
- Tuote on tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön taudin leviämisen estämiseksi.
- Optimaalisen vaikutuksen saavuttamiseksi älä syö tai juo 20 minuutin sisällä käytön jälkeen.
- Älä käytä jos paketti on vahingoittunut tai avattu.

KÄYTTÖAIHEET

Flunssaviruksille altistumisen aikana tai flunssan oireiden alettua. ColdZyme® sopii aikuisille ja yli 4-vuotiaille lapsille.

VASTA-AIHEET

- Ei tunnettuja vasta-aiheita.

VAIKUTUSTAPA

ColdZyme®-liuoksen ainesosat ovat glyseroli ja turskan trypsiini, jotka yhdessä saavat aikaan tehokkaan kolmivaikutteisen suojan:

Sulkee sisäänsä: glyseroli muodostaa osmoottisen suojakalvon, joka sulkee flunssavirukset sisäänsä.

Deaktivoi: trypsiini estää virusten kykyä sitoutua, jolloin ne eivät pysty tartuttamaan soluja.

Suojaa: ColdZyme®-suojakalvo suojelee suuonteloa ja kurkkua.

KUVA 1



SULKEE SISÄÄNSÄ



DEAKTIVOI



SUOJAA

SAIRAUDEN KUVAUS: FLUNSSA

Ylempien hengitysteiden virusinfektio, joista monet tunnetaan myös nimellä vilustuminen, kuuluvat ihmisten yleisimpiin infektioihin. Tavalliseen vilustumiseen liittyy monia viruksia, joista yleisin on rinovirus¹. Tartuntataudin itämisaika on infektion ja oireiden ilmaantumisen välinen aika. Itämisaika vaihtelee virustyyppin mukaan puolesta päivästä yli viikkoon joillakin viruksilla².

Immuunijärjestelmä reagoi flunssavirukseen tulehdusreaktiolla. Tulehdusreaktio aiheuttaa oireita, kuten kurkkukipua, yskää, nuhaa ja toisinaan kuumetta ja lievää yskää.

- Flunssa kestää yleensä 7-10 päivää¹.
- Aikuisilla on yleensä 2-5 flunssaa vuodessa³.
- Lapsilla on yleensä 7-10 flunssaa vuodessa³.

COLDZYME-SUIHKEELLE ON KAKSI PAKKAUSKOKOA JA MAKUVAIHTOEHTOA

- ColdZyme® 20 ml - mentoli tai mansikka
- ColdZyme® 7 ml - mentoli

¹ Wat, "The common cold: a review of the literature." European Journal of Internal Medicine, 15 (2004) 79-88.

² Lessler, Justin et al. Incubation periods of acute respiratory viral infections: a systematic review, The Lancet Infectious Diseases, Volume 9, Issue 5, 291-300.

³ Hull D, et al. Effects of creating a non-specific, virus-hostile environment in the nasopharynx on symptoms and duration of common cold. Acta Otorhinolaryngol Ital. 2007 Apr; 27(2): 73-7.

MAHDOLLISET SIVUVAIKUTUKSET

- Ei tunnettuja sivuvaikutuksia.

Jos tunnet odottamattomia epämiellyttäviä vaikutuksia ColdZyme®-suihkeen käytön aikana, käänny lääkärin puoleen.

KLIINISET EDUT

- ColdZyme® suojaa flunssaviruksia vastaan.
- ColdZyme® voi lyhentää flunssan kestoa, jos käyttö aloitetaan tartunnan alkuvaiheessa.
- ColdZyme® lievittää flunssan oireita ja rauhoittaa kipeää kurkkua.

KÄYTTÖOHJE

Miloin tuotetta käytetään

Aloita ColdZyme®-suihkeen käyttö mahdollisimman pian flunssan oireiden alettua tai mahdollisen flunssaviruksille altistumisen jälkeen. Jatka käyttöä, kunnes oireet lieventyvät tai altistuminen loppuu.

Käyttötapa

1. Avaa suu ja kohdista suutin kurkkuusi (kuva 2).
2. Paina pumpppua ja suihkuta kaksi suihkausta (1 annos) joka toinen tunti korkeintaan kuusi kertaa päivässä flunssavirukselle altistumisen aikana tai kunnes oireet lieventyvät.

KUVA 2



COLDZYME®-PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

- Suusuihkepullo, jossa on pumpppu, suutin ja suojakorkki.
- ColdZyme®-liuos sisältää glyserolia, vettä, luontaista entsyymiä (turskan trypsiini), etanolia (< 1 %), kalsiumkloridia, trometamolonia ja mentolia. Tuote on sokeriton, eikä se sisällä säilytysaineita, gluteenia tai laktoosia.
- Mansikanmakuiinen ColdZyme®-liuos sisältää glyserolia, vettä, luontaista entsyymiä (turskan trypsiini), mansikka-aromia E1520, kalsiumkloridia ja trometamolonia. Tuote on sokeriton, eikä se sisällä säilytysaineita, gluteenia tai laktoosia.
- Tuotteen käyttöohje.

SÄILYTYS

- Käytä ennen tuotteen etikettiin ja pakkaukseen merkittyä viimeistä käyttöpäivää.
- Säilytys enintään 25 °C:ssa.
- Palauta käyttämätön tuote apteekkiin.

MERKKIEN SELITYKSET



Katso käyttöohje



Lämpötilan yläraja



Käytettävä ennen



Eräkoodi



Luettelonumero



Valmistaja



Rajoitukset, katso käyttöohje



Älä käytä jos paketti on vahingoittunut

VALMISTAJA Enzymatica AB

IDEON Science Park, 223 70 Lund, Ruotsi
info@enzymatica.com enzymatica.com



101010

ColdZyme® 20 ml

101115

ColdZyme® 7 ml

101202

ColdZyme® Strawberry 20 ml, mansikka



CE
0477